

6. Свидетельство о приемке

Шкаф _____

тип

зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Адрес изготовителя:

Россия, 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 51, ОАО «Оптимех»

Т/ф: (8172) 27-02-42, 27-42-02, 28-03-02

Начальник ОТК _____

подпись

расшифровка

М.П.

«__» _____ 20__ г.

**Шкаф медицинский
ШМ 1-2ВМТ**

Паспорт

Паспорт изделия

Настоящий паспорт распространяется на шкафы медицинские «ШМ 1-2ВМЯ», предназначенные для размещения и хранения медикаментов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в операционных, палатах реанимации и интенсивной терапии, врачебных, процедурных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

1. Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра ШМ 1-2ВМЯ
1. Габаритные размеры, ± 10 мм	
- ширина	435
- глубина	402
- высота	1785
2. Масса, кг	36,4
3. Конструктивные элементы:	
- двери металлические, шт. (общее кол-во)	1
- полки металлические, шт. (общее кол-во)	3
- ящики металлические, шт. (общее кол-во)	3
4. Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	10,0
Примечание* Допустимое отклонение от массы изделия составляет 3%	

Шкаф ШМ 1-2ВМЯ - металлический одностворчатый, верхняя часть - с металлической дверью и металлическими полками, нижняя часть - с тремя металлическими ящиками.

2. Комплектность

ШМ 1-2ВМЯ в составе:	
Шкаф	1
Опоры регулируемые	2
Ключи	4
Ручка-кнопка	1
Ручка-скоба	3
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1
Упаковка	1

3. Подготовка к работе

Распакуйте и осмотрите состояние шкафа после транспортировки.

Вкрутите регулируемые опоры в ножки шкафа и с их помощью отрегулируйте его устойчивость на месте установки.

Установите ручки из транспортировочного положения в рабочее.

Выполните дезинфекцию всех наружных и внутренних поверхностей химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

4. Сроки службы и хранения

Номинальный срок службы шкафов до списания составляет 10 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления.

Шкаф в упаковке предприятия - изготовителя должен храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения - 1 год.

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня их отправки потребителю.