

Дата выпуска: 2026 г.

Штамп ОТК



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭсДжиМедикал»

9. Свидетельство об упаковке

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом упакован на предприятии
Изготовителя согласно требованиям ТУ 9396-001-09922741-2014

код изделия
31.03.12.140

Зам. Начальника
производства

Мочегова Е.А.

_____.2026

10. Гарантийные обязательства

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
- 8.2 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.
- 8.3 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

(а также другие гарантийные обязательства)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРУЖИННЫЙ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ
ЧЕХЛОМ
ТУ 9396-001-09922741-2014

ПАСПОРТ

2026 г.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

1. Основные сведения об изделии

1.1 Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом изготавливается в соответствии с ТУ 9396-001-09922741-2014.

1.2 Изделие имеет сертификат соответствия № РОСС RU.И2498.04РОН0.ОС01.00074, срок действия с 01.08.2025 по 31.08.2028.

1.3 В целях повышения надежности и долговечности изделия, прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

2. Сведения об изготовителе

ООО «ЭсДжиМедикал» 153021, Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, проезд Красных Зорь, д. 1А.
Тел. +7 (495) 120-10-67,
e-mail: sales@sgmedical.ru

3. Назначение изделия

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом (далее Изделие), предназначен для настила на медицинские кровати поверх сетки, а также для функциональных кроватей, предназначенных для ухода за больными, для реабилитации, восстановления организма, для создания удобной поверхности, на которой можно длительное время отдыхать, лежать, спать.

Матрацы используются в лечебных, реабилитационных, профилактических медицинских учреждениях, а также в домашних условиях.

4. Технические характеристики, маркировка и размеры изделия.

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом состоит из:

- внутреннего мягкого объемного элемента:
- а) пенополиуретан эластичный (НПВ)
- б) пенополиуретан вторичного вспенивания (НПВВ)

С одной или с двух сторон которого могут быть нанесены поперечные и продольные насечки (штрибированный)

-водонепроницаемого чехла (наволочки тюфячной)

5. Комплектность

5.1. Матрац - 1 шт.;

5.2. Паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.;

5.3. Руководство по эксплуатации в электронном виде (сканируйте QR на упаковке)

5.4. Упаковка - 1 шт.

6. Хранение, транспортировка и эксплуатация и утилизация

6.1. Транспортировка изделия осуществляется в упаковке в закрытом транспорте (автомобильном, железнодорожном, воздушном или водном) в порядке, установленном по условию 2 ГОСТ15150-69, с учетом следующих требований: температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50° до +50°С.

6.2. Изделие должно храниться только в упаковке, в помещениях по условиям по условиям 2 ГОСТ 15150-69, с учетом следующих требований: температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50° до +50°С.

6.3. Изделие, согласно ГОСТ 50444-92, пригодно к эксплуатации при температуре окружающей среды от +40 до -25 и номинальной относительной влажности воздуха от 70% (при +15°С) до 100% (при +25°С).

Утилизацию изделия проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

6.4. Изделие упаковано в индивидуальную полиэтиленовую пленку (пакет).

7. Маркировка и размеры изделия

Таблица 1

Количество секций		Длина мм		Ширина мм		Высота мм		Материал чехла	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Односекционный	1	1900	1	600	1	80	1	Кожзаменитель ПВХ
2	Двухсекционный	2	2000	2	700	2	100	2	Синтетическая ткань с полиуретановой мембраной
3	Трехсекционный	3	1600	3	800	3	70	3	Синтетический трикотаж с полиуретановой мембраной
4	Четырехсекционный	4	1700	4	900	4	120		
5	Двухсекционный штрибированный	5	1800	5	850	5	140		
6	Трехсекционный штрибированный	6	1850	6	950	6	150		
7	Четырехсекционный штрибированный	7	1950	7	1000	7	200		
8	Универсальный штрибированный	8	2050	8	1200	8			

Пример условного обозначения матраца в внутренней документации: Матрац беспружинный с водонепроницаемым чехлом (наволочкой тюфячной) НПВ 1232 1.

- с наполнителем из пенополиуретана эластичного (П. 4.1А), односекционный (табл. 1 графы А, В), длиной 2000 мм (таб.1 графы С, D), шириной 800 мм (таб,1графы Е, F), высотой 100 мм (таб.1 графы G, H), с чехлом (наволочкой тюфячной) из кожзаменителя пвх (таб.1 графы I, J)

Варианты исполнения матрацев в Руководство по эксплуатации в электронном виде (сканируйте QR на упаковке)

8. Свидетельство о приемке

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом изготовлен и Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и Действующей технической документацией (ТУ 9396-001-09922741-2014, Сертификат соответствия № РОСС RU.И2498.04РОН0.ОС01.00074, срок действия с 01.08.2025 по 31.08.2028.

*В связи с внесенными изменениями 07 сентября 2022 года, в рамках пройденной процедуры внесения изменений в регистрационное досье Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий", руководство по эксплуатации (паспорт) отпечатан в связи с внесенными изменениями в разделы код изделия, сведения об изготовителе.

*В связи с обновлением сертификатов, информация в паспорте актуализирована.

*В текущей версии паспорта исправлены технические ошибки, актуализирован номер СанПин, оптимизировано представление приложения к паспорту в электронном виде (сканируйте QR на упаковке).

Изменения внесенные в паспорт не влияют на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия и повышают удобство при работе с ним.