



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2024 года № РЗН 2024/23251

На медицинское изделие

Тележка медицинская универсальная по ТУ 30.99.10-028-51768895-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Айболит-2000"

(ООО "Айболит-2000"), Россия,

603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д. 7Г

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Айболит-2000"

(ООО "Айболит-2000"), Россия,

603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д. 7Г

Место производства медицинского изделия

ООО "Айболит-2000", Россия, 603108, Нижегородская область,

г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д. 7Г

Номер регистрационного досье № РД-62047/25344 от 02.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **30.99.10.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 14 августа 2024 года № 4652
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0077840

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2024 года № РЗН 2024/23251

Лист 1

На медицинское изделие

Тележка медицинская универсальная по ТУ 30.99.10-028-51768895-2023,
в вариантах исполнения:

1. Тележка медицинская универсальная ТН-2, в составе: тележка - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Тележка медицинская универсальная ТН-2/1, в составе: тележка- 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Тележка медицинская универсальная ТН-2/2, в составе: тележка- 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Тележка медицинская универсальная ТН-2/4, в составе: тележка- 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Тележка медицинская универсальная СИП-2/М, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 2 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Тележка медицинская универсальная СИП-2/МТ, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 2 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Тележка медицинская универсальная СИП-2/Н, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавейка - 2 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Тележка медицинская универсальная СИП-2/НТ, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавейка - 2 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Тележка медицинская универсальная СИП-2/С, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка стекло - 2 шт., кронштейн полки - 4 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Тележка медицинская универсальная СИП-2/СТ, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка стекло - 2 шт., кронштейн полки - 4 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
11. Тележка медицинская универсальная СИП-3/М, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 2 шт., поддон металл - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Тележка медицинская универсальная СИП-3/МТ, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 2 шт., поддон металл - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145474

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 августа 2024 года № РЗН 2024/23251

Лист 2

шт.

13. Тележка медицинская универсальная СИП-3/Н, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавеющей - 2 шт., поддон нержавеющей - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Тележка медицинская универсальная СИП-3/НТ, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавеющей - 2 шт., поддон нержавеющей - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Тележка медицинская универсальная СИП-3/СМ, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка стекло - 2 шт., поддон металл - 1 шт., кронштейн полки - 4 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Тележка медицинская универсальная СИП-3/СМТ, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка стекло - 2 шт., поддон металл - 1 шт., кронштейн полки - 4 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Тележка медицинская универсальная СИП-2/М-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 1 шт., ящик металл - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Тележка медицинская универсальная СИП-2/М Т-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 1 шт., ящик металл - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

19. Тележка медицинская универсальная СИП-2/Н-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавеющей - 1 шт., ящик нержавеющей - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

20. Тележка медицинская универсальная СИП-2/НТ-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавеющей - 1 шт., ящик нержавеющей - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

21. Тележка медицинская универсальная СИП-3/М-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 1 шт., ящик металл - 1 шт., поддон металл - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

22. Тележка медицинская универсальная СИП-3/МТ-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка металл - 1 шт., ящик металл - 1 шт., поддон металл - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145475

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2024 года № РЗН 2024/23251

Лист 3

23. Тележка медицинская универсальная СИП-3/Н-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавеющей - 1 шт., ящик нержавеющей - 1 шт., поддон нержавеющей - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

24. Тележка медицинская универсальная СИП-3/НТ-Я, в составе: стойка - 2 шт., стяжка - 4 шт., полка нержавеющей - 1 шт., ящик нержавеющей - 1 шт., поддон нержавеющей - 1 шт., винт М6х50 - 8 шт., колесо Ø 50 мм без тормоза - 2 шт., колесо Ø 50 мм с тормозом - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

25. Тележка медицинская универсальная СИП-1200, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1200 мм - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом - 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10-4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

26. Тележка медицинская универсальная СИП-1500, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1500 - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом - 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10-4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

27. Тележка медицинская универсальная СИП-1200Б, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1200 мм с бортиком - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом - 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10 - 4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

28. Тележка медицинская универсальная СИП-1500Б, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1500 мм с бортиком - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом - 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10-4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

29. Тележка медицинская универсальная СИП-1200Н, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1200 мм - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145476

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 августа 2024 года № РЗН 2024/23251

Лист 4

- 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10-4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

30. Тележка медицинская универсальная СИП-1200НБ, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1200 мм с бортиком - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом - 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10-4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

31. Тележка медицинская универсальная СИП-1500Н, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1500 мм - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом - 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10 - 4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

32. Тележка медицинская универсальная СИП-1500НБ, в составе: ножка - 2 шт., перемычка для ножек - 2 шт., перемычка верхняя - 1 шт., ручка - 1 шт., столешница нержавеющей 1200 мм с бортиком - 1 шт., винт М6х45 - 14 шт., гайка колпачковая М6 - 12 шт., шайба гровер 6-12 шт., колесо Ø 125 мм б/тормоза - 2 шт., колесо Ø 125 мм с тормозом - 2 шт., болт М10х30 - 4 шт., шайба гровер 10 - 4 шт., винт М5х30 - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145477